


頁	場所	修正前	修正後
28	15~16行目	…最適条件下, 25°Cで測定した酵素活性が「1μmol/min」の酵素量を1U (酵素単位) としている. …	…最適条件下で測定した酵素活性が「1μmol/min」の酵素量を1U (酵素活性の国際単位) として測定温度 (標準は30°C) とともに示される. …
85	図4-D-6	図の差し替えをお願いいたします	 <p>図 4-D-6 コレステロールの誘導体 コレステロールは3位の炭素が水酸化されているのでアルコールの性質があり, 17位の炭素には側鎖がつく。 点線の結合手は, 結合手が紙面の奥へ向かうことを示す。</p>